

**EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 250 ML CON LLAVE DE PTFE,  
GRADUADO**



**SKU:** PG-6 71006 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Embudo](#), [graduado](#), [llave](#), [PTFE](#), [según](#), [separación](#), [Squibb](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 250 ML CON LLAVE DE PTFE, GRADUADO

Descripción: Embudo de separación según. a Squibb

Volumen y graduación: 250 ml.

Característica: con llave de PTFE, graduada

Característica adicional: con tope TS 29/32.

Estándar: ISO 4800

Materiales: vidrio de borosilicato, PTFE.

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO