



**EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 50 ML, CON LLAVE DE PTFE,  
GRADUADO**



**SKU:** PG-6 71002 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Embudo](#), [graduado](#), [llave](#), [PTFE](#), [según](#), [separación](#), [Squibb](#)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 50 ML, CON LLAVE DE PTFE, GRADUADO**

Descripción: Embudo de separación según. a Squibb

Volumen y graduación: 50 ml.

Característica: con llave de PTFE, graduada

Característica adicional: con tope TS 19/26.

Estándar: ISO 4800

Materiales: vidrio de borosilicato, PTFE.

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECHNO