

EMBUDO, TALLO CORTO 60 ° - BELLVID-CEMBUDOTC-100



SKU: B-01-21-0108-0005 | **Categorías:** [Embudos de vidrio](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Embudo, Tallo Corto 60 °

| Modelo | Código Sku | Diámetro (mm) | OD de vástago (mm) | Longitud (mm) | /caja |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|
| BellVid-CEmbudoTC-40 | B-01-21-0108-0000 | 40 | 7 | 50 | 288 |
| BellVid-CEmbudoTC-50 | B-01-21-0108-0001 | 50 | 7 | 50 | 288 |
| BellVid-CEmbudoTC-60 | B-01-21-0108-0002 | 60 | 8 | 60 | 144 |
| BellVid-CEmbudoTC-75 | B-01-21-0108-0003 | 75 | 9 | 75 | 96 |
| BellVid-CEmbudoTC-90 | B-01-21-0108-0004 | 90 | 11 | 90 | 72 |
| BellVid-CEmbudoTC-100 | B-01-21-0108-0005 | 100 | 13 | 100 | 72 |
| BellVid-CEmbudoTC-120 | B-01-21-0108-0006 | 120 | 15 | 120 | 48 |
| BellVid-CEmbudoTC-150 | B-01-21-0108-0007 | 150 | 17 | 150 | 24 |
| BellVid-CEmbudoTC-210 | B-01-21-0108-0008 | 210 | 20 | 210 | 8 |

- El tallo largo del embudo también está disponible.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO