

## EMBUDO, TALLO CORTO 60 ° - BELLVID-CEMBUDOTC-75



**SKU:** B-01-21-0108-0003 | **Categorías:** [Embudos de vidrio](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Embudo, Tallo Corto 60 °

Modelo	Código Sku	Diámetro (mm)	OD de vástago (mm)	Longitud (mm)	/caja
BellVid-CEmbudoTC-40	B-01-21-0108-0000 40		7	50	288
BellVid-CEmbudoTC-50	B-01-21-0108-0001 50		7	50	288
BellVid-CEmbudoTC-60	B-01-21-0108-0002 60		8	60	144
BellVid-CEmbudoTC-75	B-01-21-0108-0003 75		9	75	96
BellVid-CEmbudoTC-90	B-01-21-0108-0004 90		11	90	72
BellVid-CEmbudoTC-100	B-01-21-0108-0005 100		13	100	72
BellVid-CEmbudoTC-120	B-01-21-0108-0006 120		15	120	48
BellVid-CEmbudoTC-150	B-01-21-0108-0007 150		17	150	24
BellVid-CEmbudoTC-210	B-01-21-0108-0008 210		20	210	8

- El tallo largo del embudo también está disponible.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO