

ENSANCHADOR DE MEMBRANA 2,8 '' (70 MM) -HM-4181.28



SKU: HM-4181.28 | **Categorías:** [Ensanchador de membrana](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Método simple y efectivo de revestimiento (envolvente) de la muestra con membrana de látex sin arrugar o dañar la manga.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO