

## ENSANCHADOR DE MEMBRANA 4,0 " (100 MM) -HM-4181.40



**SKU:** HM-4181.40 | **Categorías:** [Ensanchador de membrana](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Método simple y efectivo de revestimiento (envolvente) de la muestra con membrana de látex sin arrugar o dañar la manga.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO