

ENTRENADOR DE UÑAS ENTERRADAS BELL-EUÑE-75



SKU: N / A | Categorías: [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Entrenador de Uñas Enterradas Bell-EUñE-75

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Entrenador de uñas enterradas

- Producto No: Bell-EUñE-75

- Material: PVC

- Descripción: El modelo entrecruzador de uñas de los pies se asemeja a un extremo inflamado del dedo del pie con una uña encarnada, y se utiliza principalmente para extraer la uña encarnada. Forma de dedo realista, correcta estructura anatómica, punta de pie puede ser reemplazado. Este modelo es uno de los materiales más utilizados en cirugía clínica y área de entrenamiento de sutura.

1) Técnicas de bloqueo del anillo.

2) Aplicación de torniquet.

3) Escisión de cuña.

4) Avulsión parcial de uñas.

5) Avulsión total de uñas.

6) Técnicas de fenolización.

7) Ablación del lecho ungueal.

- Embalaje: 20 piezas / cartón, 63x28x20cm, 6kgs[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO