

## EQUIPO DE PRUEBA DE COCHES DE BEBÉ - MARCA BELLTRONIC



Equipo de prueba de coches de bebé, es para probar la propiedad de mantenimiento y empuje de la solidez del cochecito infantil como lo indican las normas EN.

Se muestra en el cochecito, deje la rueda trasera de 150 mm de alto desde la etapa más temprana en que se levanta el cochecito. Deje la rueda delantera a 150 mm de altura, comenzando desde la primera etapa, empujándola. Repetir sistemáticamente esta técnica para 3000 circunstancias a la velocidad de 15 + 1 en cada momento, y verificar si el cochecito está dañado. El equipo de prueba de los cochecitos para bebés se detendrá de forma natural cuando se actualice, por lo que no hay ninguna razón convincente para verlo.

### Parámetros principales:



**SKU:** BELLH-EQUPRU-CB98 | **Categorías:** [Máquina de prueba de coche de bebé / bicicleta / juguetes](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO