


EQUIPO DE PRUEBA DE COMPRESIBILIDAD



- Equipo de prueba de compresibilidad Instalación adicional con accesorio de sujeción especial adecuado para 20-1470 / 20-1475 / 20-1500 o 20-1505 para determinar la compresibilidad de la mezcla de asfalto a través de cambios en el espesor. Se debe proporcionar una computadora con Windows. Equipo completo compuesto por:
- Transductor de desplazamiento de 50 mm, precisión +/- 0,15%
- Micrófono para detección de golpes
- Estación de mesa electrónica con interfaz V 24 / RS 232 C
- Software para Windows utilizado para pruebas de acuerdo con el estándar, completo con base de datos de prueba

SKU: 20-1530 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| | |
|-------------------------|--------|
| Datos eléctricos | --- |
| Dimensiones aproximadas | --- |
| Peso aproximado | 5,8 kg |
| Estándares | --- |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO