

EQUIPO DE PRUEBA INTERNACIONAL DE EQUIPOS DE PRUEBA DE RASGADO



SKU: N / A | **Categorías:** [Analizador de propiedades físicas de embalaje](#), [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Probador de lágrimas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Probador de rasgado de equipos de prueba de embalaje internacional utilizado para probar la resistencia al rasgado de papel, película, telas no tejidas, etc.

Normas

ASTM D1922, ASTM D1424, ISO 6383, ISO 1974, TAPPI T414, GB/T 16578.2, GB/T 455

Características

- Pantalla LCD de datos de prueba.
- Puede probar independientemente sin computadora; Datos de proceso automático.
- La impresora incorporada puede imprimir el informe.
- Dispositivo neumático de retención y liberación.
- Software: interfaz simple, fácil de usar; visualización de datos en tiempo real y curva de prueba; Puede exportar informe de prueba profesional.

Especificaciones

Rango de prueba	0-6400gf 0-18000mN
Brazo desgarrador	104±1mm
Ángulo de desgarro inicial	27.5°±0.5°
Presión de suministro de gas	0.6Mpa
Puerto de suministro de gas	Tubo de poliuretano de mm6mm
Error de indicación	dentro de ± 0.5% en 20% -90% del rango máximo
Fluctuación relativa	dentro del 1%
Tamaño del instrumento	430mmx370mmx 720mm
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz

Configuración

Cuerpo principal de la máquina, software, cable de comunicación, cable de alimentación, péndulo 1800gf, pesos (400gf, 800gf, 1400gf, 2800gf, 6400gf, 250gf)

El usuario proporciona: computadora, fuente de gas 0.2 ~ 0.4Mpa

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO