

EQUIPO MÓVIL DE HUMIDIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN POR ATOMIZACIÓN



SKU: GB-D100 | **Categorías:** [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Soluciones de prueba para máscara facial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Para desinfección de grandes espacios. Equipo de desinfección y esterilización en aerosol extraíble, control manual y automático, tiempo y pulverización cuantitativa, volumen de pulverización ajustable Adecuado para hospitales, campus, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos grandes.

Bajo la acción del aire comprimido, la solución medicinal se vierte desde la boquilla para formar iones de aerosol de 2 a 10 μm , que se integra rápida y completamente en el aire ambiente; mata microorganismos patógenos en el aire y realiza una gama completa de desinfección del espacio ambiental sin espacios muertos. Ambiente estéril Los objetos esterilizados no formarán condensación de rocío y formarán gotas.



Aplicación

Para desinfección de grandes espacios. Equipo de desinfección y esterilización en aerosol extraíble, control manual y automático, tiempo y pulverización cuantitativa, volumen de pulverización ajustable Adecuado para hospitales, campus, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos grandes.

Bajo la acción del aire comprimido, la solución medicinal se vierte desde la boquilla para formar iones de aerosol de 2 a 10 μm , que se integra rápida y completamente en el aire ambiente; mata microorganismos patógenos en el aire y realiza una gama completa de desinfección del espacio ambiental sin espacios muertos. Ambiente estéril Los objetos esterilizados no formarán condensación de rocío y formarán gotas.

Normas

GB150.4-2011、GB/T9706.1-2007、WS/T367-2012

Especificaciones

Artículos	Parámetros técnicos
Capacidad de pulverización	3900L/h
Capacidad de pulverización mínima ajustable.	2L/h
Spray de flujo de aerosol	65L/min
Tamaño de partícula de aerosol	2-10 μm

Volumen incorporado del tanque de almacenamiento de líquido medicinal	20L
Volumen externo del tanque de medicina (opcional)	50L
Pistola manual (opcional)	110mm
Tamaño de la apariencia(mm)	510*600*860
Fuente de alimentación	220V 750W

Características

- 1.Sistema de generación de aerosol de gran capacidad, el aerosol no rocía y tiene un buen efecto de esterilización ;
- 2.No se requiere suministro de aire externo ;
- 3.Además del tanque de medicina incorporado, se puede conectar a la tubería para lograr una desinfección continua por pulverización ;
- 4.Equipado con pistola manual para un fácil uso ;
- 5.El panel de control es una pantalla electrónica de 7 pulgadas con operación táctil, y hay indicadores correspondientes cuando se ejecuta cada función ;
- 6.Boquillas duales opcionales para una desinfección rápida en espacios grandes ;
- 7.Puede establecer el volumen y el tiempo de pulverización de acuerdo con el tamaño del espacio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO