

EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE RETENCIÓN DE AGUA.



SKU: N / A | **Categorías:** [Absorción de Agua](#), [Retención de Agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipo para determinación de retención de agua.
[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

Equipo para determinación de retención de agua.

Equipo para determinación de retención de agua por el método de papel de filtro DIN 18555-7, EN 459-2 Completa con regla, papeles de filtro (20 uds.), y vellones fibrosos (100 uds.)

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO