

## EQUIPO PARA PRUEBAS DE FRACCIONAMIENTO DE TENSION / ACCESORIOS



### Código del Producto:

- UTC-0350** Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión para especímenes cilíndricos de 150x300 mm (6"x12") y 160x320 mm, ASTM/EN
- UTC-0351** Espaciador para UTC-0350 para especímenes cilíndricos de Ø100x200 mm (4"x8")

### Estándares:

EN 1338, 12390-6; ASTM C496

Los Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión son accesorios para máquinas para pruebas de compresión para medir la fuerza de fraccionamiento de tensión de especímenes cilíndricos de Ø150x300 mm y Ø160x320 mm según los requerimientos de las estándares relacionados.



UTC-0351 Espaciador para especímenes cilíndricos de Ø100x200 mm se debe ordenar por separado.

Todos los accesorios pueden estar equipados/instalados fácilmente a la máquina sin tener que remover la platina superior y asiento esférico.

<b>Especímen</b>	UTC-0350 Cilindrico 100x200 mm (con UTC-0351), 150x300 mm, 160x320 mm
<b>Estándares Relacionados</b>	EN 12390-6; ASTM C496
<b>Dimensiones</b>	340x150x330 mm
<b>Peso (aprox.)</b>	25 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión para UTC-0350 especímenes cilíndricos de 150x300 mm (6"x12") y 160x320 mm, ASTM/EN	Any SKU / Modelo
	UTC-0351	Espaciador para UTC-0350 para especímenes cilíndricos de Ø100x200 mm (4"x8")	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO