

EQUIPO PARA PRUEBAS DE PUNTO DE CARGA DIGITAL



SKU: UTR-0580 | **Categorías:** [Rocas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto

UTR-0580 Equipo Digital para Pruebas de Punto de Carga

El MPT-1801 Equipo Digital para Pruebas de Punto de Carga consiste de un marco de carga con capacidad de 60 kN con un pistón hidráulico para cargar, impulsado por una bomba de mano. El marco es ajustable para hacer pruebas de muestras hasta 102 mm de diámetro. Una regla montada al marco de carga permite la medición directa de la distancia entre las platinas cónicas antes y después de la prueba. La carga de compresión está medida por un transductor de presión conectado a un indicador digital avanzado y el aparato está contenido en un estuche de transporte de madera para fácil transporte.

Características del Producto:

- Rango de Carga : 0 - 60 kN
- Indicador Digital : 2 x 16 caracteres
- Resolución : 32.000 div.
- Exactitud : $\pm 1\%$
- Aparato para Indicar Pasos de Carga Incluido
- Medición de Carga en ambos kN y MPa
- Puerto Serial para Conexión a PC

Dimensiones

450x300x700 mm

Peso (aprox.)

25 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO