

## ESCALA DE RESORTE, CAPACIDAD DE 110 LB -H-4480A



**SKU:** H-4480A | **Categorías:** [Balanza de suspensión](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escala y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para las pruebas de suelo de campo en el análisis mecánico de agregados, la báscula tiene una capacidad de 60 lb. Dial es 30 lbs. por 0.1 lb. Para lectura directa, el puntero suelto se establece en cualquier posición en el cuadrante de 8 "(203 mm) de diámetro con tornillo de mano Dimensiones generales: 8" x 1-5 / 8 "x 16" (203 x 41 x 406 mm) . Peso de envío. 8 lbs. (3.6kg)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO