

## ESCALA DE RESORTE, VERTICAL -H-4490A



**SKU:** H-4490A | **Categorías:** [Balanza de suspensión](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escala y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

balanza de resorte de alta resistencia para pesajes por lotes con una precisión fiable y 70 lb (32 kg) x 1 libra (500 g). capacidad. El calibre empotrado de fácil lectura tiene graduaciones de grabado profundo. El indicador ajustable se pone a cero para tarar. Dimensiones totales: 2 "x 1.75" x 11 "(51 x 45 x 279 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO