

ESCÁNER PATHOSCAN PARA MICROSCOPIOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Escáner para Patología de Microscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En patología, histología y otros campos de la medicina, los profesionales médicos miran las muestras de tejido bajo un microscopio. A menudo los tejidos se tiñen para resaltar ciertas estructuras y de esa manera permitir a los especialistas llevar a cabo su análisis. Euromex presenta ahora una solución digital para estos especialistas: El escáner de porta-objetos de patología PathoScan

El escáner de porta-objetos PathoScan produce imágenes digitales de las células de una manera rápida, fiable y de alta resolución. Una vez que la imagen de la muestra en un porta-objetos ha sido digitalizada, existen numerosas ventajas frente a la microscopía clásica

A DESTACAR

- Soporta porta-objetos estándar de 76 x 26 mm.
- Sensor CCD color de 3 líneas
- Muy fácil de utilizar
- 48 bits, 10.000 dpi (puntos por pulgada)
- Soporte para dos porta-objetos
- Accesorio opcional para muestras de polarización

MODELOS

Escáner para Patología

MODELOS

PS.1001

Escáner PathoScan 10.000 DPI

PS.3001

Soporte para dos porta-objetos

PS.3002

Soporte para muestra polarizada

ESPECIFICACIONES

PATHOSCANNER

Los usuarios ahora tienen la capacidad de cargar las imágenes escaneadas en una red para compartir y colaborar entre colegas, resolviendo en diagnósticos mejores y más rápidos

Las muestras escaneadas también se pueden utilizar con fines educativos. Las muestras digitalizadas también se pueden analizar utilizando el propio software dedicado de especialistas. El software se puede usar para automatizar el recuento manual de estructuras o para clasificar la condición del tejido, tal como se usa para clasificar tumores

SOFTWARE DE ESCANEO PATHOVUE

- Fácil visión previa y escaneo de la muestra
- Tiempo de exposición de configuración rápida
- Resolución de escaneo de 1,000 ~ 10,000 ppp
- Formato de archivo: TIF y JPEG
- Las imágenes también se pueden usar con el software de análisis microscópico básico ImageFocus Alpha
- Hay actualizaciones de software gratuitas disponibles en nuestro sitio web (Euromex> Descargas)

ESPECIFICACIONES

Resolución

10.000 x 10.000 puntos por pulgada

Tipo de escaneo

Color

Rango dinámico

3.8 db

Area de escaneo

24,3 x 36,5 mm. (alto x ancho)

Soporte de escaneo

Porta-objetos estándar de 76 x 26 mm

Formato de archivo

JPG, TIF

Sistema de iluminación

Transmitida por LED blanco

Sistema operativo

Windows 7/8/10, Mac (Procesador Intel) OS X 10.5 / 10.6 /10.7/10.8

Alimentación

Adaptador de 100- 240 Vca a 12Vcc 1,5 A

Suministrado con

Soporte para dos porta-objetos, alimentador 100-240 V, cable USB-2, software PathoView y manual de usuario

Modelo

PS.1001

DOWNLOADS



[PathoScanner ficha tecnica Españoldownload](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO