

ESCUDO DE DESTILACIÓN- H-1940



SKU: H-1940 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Usar con H-1880. Cilindro de acero inoxidable con extremo abierto con revestimiento de cerámica de .125" y cubierta de dos partes Para usar con un matraz de 500 ml. Solamente para destilación de llama.

El Escudo de destilación admite las siguientes normas: [ASTM D402](#), AASHTO T78

- [Normas](#)

[ASTM D402](#)

AASHTO T78

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO