

ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLÁSTICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Espatulas](#) | **Etiquetas:** [Material de laboratorio](#)

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

sku	Nombre Del Producto	Dimensión (cm)
BellEspManAce-10	Espátula de acero inoxidable con mango de plástico de 10 cm largo	10 cm largo
BellEspManAce-15	Espátula de acero inoxidable con mango de plástico de 15 cm largo	15 cm largo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO