

ESTANQUES METÁLICOS DE CURADO—SERIE H-2961



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos estanques son útiles para el curado de cilindros, vigas y material que necesita de una inmersión total ya sea en el laboratorio o en terreno.

Los estanques están contruidos de acero galvanizado de 20ga.; las paredes laterales son muy corrugadas y están hechas de una sola pieza, teniendo soldadura en un solo lado.

Todas las uniones están armadas con empaquetaduras y remaches elásticos.

En la parte superior del estanque está enrollado en el metal un tubo de acero, formando un remate rígido que no se romperá ni se deformará.

Los estanques más grandes vienen con un ángulo de refuerzo superior Cumple normas ASTM C192; AASHTO T127.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO