

## ESTANTE DE CARGA DE CILINDROS -HCM-0135



**SKU:** HCM-0135 | **Categorías:** [Accesorios \(maquinas de compresión\)](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Estante de carga de cilindros](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Maquinas de compresión y flexión de Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El estante de carga del cilindro auxiliar está disponible para usar con las máquinas de la serie HCM-2500.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO