

ESTANTES / CAJAS CONGELADORAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellEstCajCong-8	Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 8
	BellEstCajCong-10	Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 10
	BellEstCajCong-11	Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 11
	BellEstCajCong-253B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-253A	Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 5 capas * 3 filas

Imagen	SKU	Descripción
	BellEstCajCong-255A	Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-255B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-335A	Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 3 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-335B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-254A	Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral; 5 capas * 4 filas

Imagen	SKU	Descripción
	BellEstCajCong-254B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-244A	Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 4 capas * 4 filas
	BellEstCajCong-244B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas
	BellEstCajCong-334A	Para la caja de 3 pulgadas, tipo lateral, 3 capas * 4 fila
	BellEstCajCong-334B	Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Nombre	Modelo	Especificaciones	Dimensiones (W*D*H)	Capacidad	Material
Estantes BellEstCajCong-255A		Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 5 capas * 5 filas	137*692*292	Cajas de 25 unidades (2 pulgadas)	Acero inoxidable SUS 304
Estantes BellEstCajCong-255B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*693*290	Cajas de 25 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-335A		Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 3 capas * 5 filas	137*692*260	Cajas 15 unidades (3 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-335B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*693*262	Cajas 15 unidades (3 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-254A		Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral; 5 capas * 4 filas	137*555*292	Cajas 20 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-254B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*556*290	Cajas 20 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-244A		Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 4 capas * 4 filas	137*555*234	Cajas 16 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-244B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*556*233	Cajas 16 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-334A		Para la caja de 3 pulgadas, tipo lateral, 3 capas * 4 fila	137*555*260	Cajas 12 unidades (3 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-334B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*556*262	Cajas 12 unidades (3 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-253A		Para caja de 2 pulgadas, tipo lateral, 5 capas * 3 filas	137*418*292	Cajas 15 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-253B		Para caja de 2 pulgadas, tipo cajón, 5 capas * 5 filas	142*419*290	Cajas 15 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-11		Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 11	140*147*630	Cajas 11 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-10		Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 10	140*147*462	Cajas 11 unidades (2 pulgadas)	
Estantes BellEstCajCong-8		Para caja de 2 pulgadas, tipo alza, capa 8	140*147*574	Cajas 8 unidades (2 pulgadas)	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones

N/A

COTECNO