


## ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DENTAL CLASE B 52KG BELL-ESTAUTDENT-18L



Los autoclaves dentales esterilizadores de clase B están diseñados para cumplir las normas europeas EN 13060 más estrictas. Su clínica dental o consulta privada puede disfrutar de los más altos estándares de esterilización aumentando la seguridad de sus pacientes y ganándose su confianza.

**SKU:** B-01-29-0307-0102 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

| Modelo                    | Bell-EstAutDent-12L | Bell-EstAutDent-18L |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Código SKU                | B-01-29-0307-0101   | B-01-29-0307-0102   |
| Cámara interior (Dia*D)   | φ200*360 MM         | φ250*350 MM         |
| Tamaño exterior           | 56*45*41 CM         | 56*45*41 CM         |
| Potencia de calentamiento |                     | 1800W               |
| Entrada                   |                     | 220V50Hz            |
| Clase de seguridad        |                     | I                   |
| Tanque de almacenamiento  |                     | 2L                  |
| Dimensiones exteriores    |                     | 58*44*40 CM         |
| Tamaño del embalaje       |                     | 67*50*45 CM         |
| Peso                      | 41/50KG             | 44/52KG             |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO