

## ESTERILIZADOR BACTI-CINERADOR 320W BELL-ESTBACIN-55C



- El esterilizador Bacti-Cinerador esteriliza los microorganismos utilizando calor infrarrojo producido por un elemento de núcleo cerámico.
- El elemento cerámico no contiene amianto y garantiza la máxima esterilidad sin salpicaduras en la superficie de trabajo. 3. La esterilización completa se produce en 5-7 segundos a una temperatura de esterilización óptima de 815,6°C (1500°F).
- El pequeño tamaño hace del esterilizador Bacti-Cinerador un instrumento ideal para cámaras anaeróbicas y aeróbicas por igual.
- También hay disponibles varios accesorios fáciles de usar para el esterilizador Bacti-Cinerador.

**SKU:** B-01-29-0305-0102 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-EstBaCin-55A	Bell-EstBaCin-55C	Bell-EstBaCin-55D	Bell-EstBaCin-55E
Código SKU	B-01-29-0305-0101	B-01-29-0305-0102	B-01-29-0305-0103	B-01-29-0305-0104
Centro de alta temperatura	825°C±50°C	825°C±50°C	825°C±50°C	825°C±50°C
Rango de ángulo ajustable	—	—	55°C	55°C
Diámetro de los productos Max-Esterilizador	Φ14mm	Φ35mm	Φ14mm	Φ35mm
Longitud del esterilizador	150mm	100mm	150mm	100mm
Dimensiones (D x W x H) mm	185 x 98 x 185 mm	162 x 98 x 225 mm	159 x 100 x 260 mm	153 x 100 x 280 mm
Poder	170W	320W	170W	320W
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

### Información de pedido

Lol	Código	Descripción
1	AS-07020-00	FHM-3000A, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
2	AS-07050-00	FHM-3000C, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
3	AS-07090-00	FHM-3000D, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
4	AS-07100-00	FHM-3000E, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
5	AS-07021-01	Calentador de 220V para FHM-3000A
6	AS-07021-02	Calentador de 120V para FHM-3000A
7	AS-07051-01	Calentador de 220V para FHM-3000C
8	AS-07051-02	Calentador de 120V para FHM-3000C
9	AS-07021-03	Soporte para FHM-3000A

**Información de pedido**

10 AS-07051-03

Soporte para FHM-3000C

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO