



## ESTERILIZADOR DE MICROESFERAS DE VIDRIO 300G BELL-ESTMICROVID-300G



Los esterilizadores de microesferas de vidrio son una alternativa rápida, fácil y precisa a los métodos tradicionales de esterilización,

y lo suficientemente compactos como para colocarlos en cualquier banco de trabajo de flujo de aire laminar o en cualquier otra mesa de trabajo

en una atmósfera de sala limpia.

**SKU:** B-01-29-0306-0102 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	Modelo	Bell-EstMicroVid-150g	Bell-EstMicroVid-300g
Código SKU		B-01-29-0306-0101	B-01-29-0306-0102
Tamaño del crisol		Φ40mm x80mm	Φ40mm x 140mm
Peso de la cuenta de vidrio		150g	300g
Rango de temperatura		100°C- 300°C	100°C - 300°C
Precisión del control de temperatura		±5°C	±5°C
Tiempo de calentamiento (40°C-300°C)		≤25min	≤25min
Poder		120W	250W
Peso		2kg	2 5kg
Dimensiones(mm)		130x145x155 milímetro	130 x 145 x 215 mm

/

### Información de pedido

No.	Código	Descripción
1	AS-07070-00	GBS-5000A, AC200-AC240V/AC100-AC120V, 50/60Hz
2	AS-07080-00	GBS-5000B, AC200-AC240VAC100-AC120V, 50/60Hz
3	AS-07071-01	150g Perlas de vidrio (Φ3mm)
4	AS-07071-02	300g Perlas de vidrio (Φ3mm)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO