

ESTERILIZADOR DE MICROESFERAS DE VIDRIO



Los esterilizadores de microesferas de vidrio son una alternativa rápida, fácil y precisa a los métodos tradicionales de esterilización,

y lo suficientemente compactos como para colocarlos en cualquier banco de trabajo de flujo de aire laminar o en cualquier otra mesa de trabajo

en una atmósfera de sala limpia.

SKU: B-01-29-0306-0101 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-EstMicroVid-150g	Bell-EstMicroVid-300g
Código SKU		B-01-29-0306-0101	B-01-29-0306-0102
Tamaño del crisol		Φ40mm x80mm	Φ40mm x 140mm
Peso de la cuenta de vidrio		150g	300g
Rango de temperatura		100°C- 300°C	100°C - 300°C
Precisión del control de temperatura		±5°C	±5°C
Tiempo de calentamiento (40°C-300°C)		≤25min	≤25min
Poder		120W	250W
Peso		2kg	2 5kg
Dimensiones(mm)		130x145x155 milímetro	130 x 145 x 215 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO