

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL 18L BELL-ESTVAPPRE-P18L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Calefacción eléctrica o por GLP.
- Manómetro de doble escala.
- Fácil de funcionar, seguro y confiable.

SKU: B-01-29-0302-0101 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-EstVapPre-P18L	Bell-EstVapPre-P24L
Código SKU	B-01-29-0302-0101	B-01-29-0302-0102
Volumen de esterilización	18L (280*260m m)	24L (280*390m m)
Presión de trabajo		0.14 - 0.16 Mpa
Temperatura de trabajo		126°C
Presión de seguridad máx. poder		0,165 Mpa AC220V/50Hz / 2 KW
dimensión	410×410×430 mm	410×410×550 mm
G.W /N. W	16/14 KG	17/15 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO