

## ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL 18L BELL-ESVAPREPORT-18L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Manómetro de indicación de doble escala.
- Calefacción eléctrica.
- Fácil de manejar, segura y fiable.

**SKU:** B-01-29-0302-0201 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Model	Bell-EsVaPrePort-18L	Bell-EsVaPrePort-24L
Código SKU	B-01-29-0302-0201	B-01-29-0302-0202
Capacidad	18L( $\phi$ 280×260mm)	24L( $\phi$ 280×390mm)
Presión de trabajo	0.14-0.16 MPa	0.14-0.16 MPa
Temperatura de trabajo	126°C	126°C
Potencia	AC220V.50Hz / 2KW	AC220V.50Hz / 2KW
Dimensión del tranvía	410×410×520mm	410×410×630mm
Presión máxima de seguridad	0.165Mpa	0.165Mpa
Calor medio	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Peso bruto / Peso Neto	18 / 16kg	19 / 17kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO