

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL 24L BELL-ESVAPREPORT-24L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Manómetro de indicación de doble escala.
- Calefacción eléctrica.
- Fácil de manejar, segura y fiable.

SKU: B-01-29-0302-0202 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Model	Bell-EsVaPrePort-18L	Bell-EsVaPrePort-24L
Código SKU	B-01-29-0302-0201	B-01-29-0302-0202
Capacidad	18L(φ280×260mm)	24L(φ280×390mm)
Presión de trabajo	0.14-0.16 MPa	0.14-0.16 MPa
Temperatura de trabajo	126°C	126°C
Potencia	AC220V.50Hz / 2KW	AC220V.50Hz / 2KW
Dimensión del tranvía	410×410×520mm	410×410×630mm
Presión máxima de seguridad	0.165Mpa	0.165Mpa
Calor medio	≤±0.1°C	≤±0.1°C
Peso bruto / Peso Neto	18 / 16kg	19 / 17kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO