

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL BELL-ESVAPRE-P24L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Estructura de la puerta de apertura rápida de tipo volante.
- Luz indicadora del estado de funcionamiento.
- Manómetro de indicación de doble escala.
- Time alcance: 0 ~ 60min.
- Automaticamente apagado con pitido recordatorio después de la esterilización.
- Calefacción eléctrica.
- Fácil de operar, seguro y confiable.

SKU: B-01-29-0302-0302 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-EsVaPre-P18L | Bell-EsVaPre-P24L |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código SKU | B-01-29-0302-0301 | B-01-29-0302-0302 |
| Volumen de esterilización | 18L (280*260m m) | 24L (280*390m m) |
| Presión de trabajo | 0.14-0.16MPa | |
| Temperatura de trabajo | 126°C | |
| Rango de ajuste de temperatura | 105°C-126°C | |
| Rango del temporizador | 0-60min | |
| Presión de seguridad máx. | 0.165Mpa | |
| Promedio de calor poder | ≤±1°C | |
| dimensión | 410×410×520 mm | 410×410×630 mm |
| G. W / N. W | 18/16 KG | 20/18 KG |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO