



## ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA 17L BELLESTAUTOCMESA-17B



**SKU:** B-01-19-0008 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor de sobremesa, BellEstAutoCMesa-17B

Volumen de la cámara: 17L (φ25×35 mm)

Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

Autoclave de clase B totalmente conforme a la norma EN 13060

Sistema de prevacío para garantizar una eliminación eficaz del aire de la cámara, la presión negativa puede llegar hasta -0,90bar.

Proceso controlado por pantalla LCD

Diferentes programas para todas sus necesidades. gestiona 8 sistemas de esterilización de tipo B, 2 programas de prueba.

El generador de vapor separado garantiza un vapor saturado de alta calidad.

Multi-idioma conveniente para los operadores

Sistema automático de alimentación y vaciado de agua

Impresora térmica incorporada

Interfaz USB opcional

Tipo de clase: Clase B

Dimensiones de la cámara(mm)(ØxD): Ø 25X35

Capacidad de la cámara (litros): 17L

Tamaño total(cm)(LxAnxAI): 48X56X43

Potencia de entrada: 1800W

Fuente de alimentación: 220V.50HZ / 110V 60HZ.20A

Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

Tiempo de esterilización: 4-18mins

Procedimiento de secado: Secado al vacío

Construcción del esterilizador: Acero inoxidable SUS304

Tanque de agua: interno

Bandeja de carga: 3pcs

Peso neto (KGS): 47

Peso Bruto(KGS): 55

Tamaño del embalaje (cm): 63X60X50

Tamaño mínimo del escritorio (cm): 48X40

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO