


## ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA 23L, BELLESTAUTOCMESA-23B



**SKU:** B-01-19-0009 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Esterilizador de vapor de sobremesa, BellEstAutoCMesa-23B**

Volumen de la cámara: 23L (φ25×49 mm)

Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

Autoclave de clase B completamente conforme a la norma EN 13060

Sistema de pre-vacío para asegurar una eliminación eficaz del aire de la cámara, la presión negativa puede hasta -0,90bar.

El proceso controlado por pantalla LCD

Diferentes programas para todas sus necesidades. gestiona 8 sistemas de esterilización de tipo B, 2 programas de prueba.

El generador de vapor separado garantiza un vapor saturado de alta calidad.

Multi-idioma conveniente para los operadores

Sistema automático de alimentación y vaciado de agua

Impresora térmica incorporada

Interfaz USB opcional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO