

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA 24L BELL-ESTVAPSOBME-24L



- Indicador luminoso Indica el estado de funcionamiento.
- Durante 4-6 minutos esteriliza rápidamente.
- La temperatura y el tiempo de esterilización pueden preajustarse.
- Sistema de circulación interna de vapor y agua sin descarga de vapor, y el entorno para esterilización será limpio y seco.
- Sobre temperatura y sobre presión de auto-protección.
- Protección segura de la falta de agua.
- Expulsión automática del aire frío.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Con tres placas de acero inoxidable esterilizante.
- La cámara del esterilizador es de acero inoxidable.
- Se apaga automáticamente después de la esterilización.

SKU: B-01-29-0303-0302 | **Categorías:** [Esterilizador de vapor](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-EstVapSobMe-20L | Bell-EstVapSobMe-24L | Bell-EstVapSobMe-35L | Bell-EstVapSobMe-50L |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Código SKU | B-01-29-0303-0301 | B-01-29-0303-0302 | B-01-29-0303-0303 | B-01-29-0303-0304 |
| Capacidad | 20L (φ250*420) milímetro | 24L (φ250*420) milímetro | 35L (φ300*500) milímetro | 50L (φ340*550) milímetro |
| Presión de trabajo | | | 0.22Mpa | |
| Temperatura de trabajo | | | 134°C | |
| Rango de temperatura | | | 105-134°C | |
| Temporizador | | | 0-60min | |
| Promedio de calor | | | ≤±1°C | |
| Poder | | | 1.5KW/AC220V 50HZ | |
| Placa esteroilizante | 304*200*30m m (3piezas) | 400*200*30m m (3piezas) | 400*200*30m m (4piezas) | 500*250*30m m (4pieces) |
| Tamaño exterior | 480*480*384m m | 580*480*384m m | 730*550*510m m | 770*600*540m m |
| Tamaño del embalaje | 700*580*500m m | 800*580*500m m | 810*680*650m m | 880*730*700m m |
| Peso Bruto / Peso Equivalente | 43/40kg | 50/45kg | 90/73kg | 105/86kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO