

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA BELL-ESVAPOSOM-24L



- Curso de esterilización: Esterilización automática controlada por ordenador, fácil de operar.
- Maximum temperatura: 134C, adecuado para 4-6 minutos de esterilización flash.
- Safe protección de la falta de agua.
- Con sobre-temperatura, dispositivo de auto-protección de sobre-presión.
- Después de la esterilización se cortará automáticamente la alimentación y la alarma.
- Estructura totalmente de acero inoxidable.

SKU: B-01-29-0303-0100 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-EsVapoSoM-24L
Código SKU		B-01-29-0303-0100
Capacidad		24L (Φ270*410) milímetro
Máxima temperatura de trabajo		134°C
Presión máxima de trabajo		0.22Mpa
Rango de temperatura		105°C-134°C
Temporizador		0-60 minutos
Promedio de calor		≤±1°C
Poder		1.5KW/AC220V.50HZ
Tamaño exterior		560*350*500m m
Tamaño de picado		620*410*570m m

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO