

## ESTUCHE DE REPUESTO PARA MEDIDOR NUCLEAR HUMBOLDT



**SKU:** SA-200681 | **Categorías:** [Accesorios de medidores nucleares](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Estuche de repuesto para medidor nuclear Humboldt

Estuche duradero, construido para resistir los rigores del uso diario. Sostiene calibre nuclear y todas las herramientas y papeleo. El estuche de calibre nuclear HS-200681 viene con todas las etiquetas requeridas. Proporcione su calibre S/N, para que podamos estamparlo en la placa HS-200541 S/N. Para ello, puede agregarlo a las instrucciones especiales cuando realice el pago o enviarnos un correo electrónico a: [hsi@humboldtmfg.com](mailto:hsi@humboldtmfg.com). Asegúrese de agregar su número de pedido al correo electrónico. Puede solicitar etiquetas adicionales si es necesario.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO