

ESTUCHE DE TRANSPORTE ADK



SKU: TP-CASE-BB451 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

El estuche de transporte BB451 es un estuche conveniente para transportar de manera segura sus herramientas automotrices. Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para todas las partes del kit de diagnóstico automotriz ADK5004D , como el alcance de prueba automotriz ATS5004D y todos los accesorios como cables de medición, pinzas de corriente, sondas de prueba, sondas de encendido, etc.

La siguiente tabla muestra especificaciones detalladas del estuche de transporte BB451 .

Material	Polipropileno
Colores	
Fondo	Negro
Tapa	Negro
Cerraduras	Rojo
Dimensiones	
Anchura	450 mm
Altura	360 mm
Profundidad	106 mm
Peso	1280 g

El maletín de transporte BB451 se entrega vacío, sin accesorios.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO