

## ESTUCHE DE TRANSPORTE ADK



**SKU:** TP-CASE-BB451 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

El estuche de transporte BB451 es un estuche conveniente para transportar de manera segura sus herramientas automotrices. Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para todas las partes del kit de diagnóstico automotriz ADK5004D , como el alcance de prueba automotriz ATS5004D y todos los accesorios como cables de medición, pinzas de corriente, sondas de prueba, sondas de encendido, etc.

La siguiente tabla muestra especificaciones detalladas del estuche de transporte BB451 .

<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Colores</b>	
Fondo	Negro
Tapa	Negro
Cerraduras	Rojo
<b>Dimensiones</b>	
Anchura	450 mm
Altura	360 mm
Profundidad	106 mm
<b>Peso</b>	1280 g

El maletín de transporte BB451 se entrega vacío, sin accesorios.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO