

## ESTUCHE DE TRANSPORTE HANDYPROBE HP3



**SKU:** TP-CASE-BB271 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

### Estuche de transporte BB271

El estuche de transporte BB271 es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su Handyprobe HP3 . Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y los accesorios, como el cable de medición y las sondas de prueba.

La siguiente tabla muestra especificaciones detalladas del estuche de transporte BB271 .

<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Colores</b>	
Fondo	Negro
Tapa	Negro
Cerraduras	Rojo
<b>Dimensiones</b>	
Anchura	275 mm
Altura	230 mm
Profundidad	83 mm
<b>Peso</b>	420 g

El maletín de transporte BB271 se entrega sin instrumento ni accesorios.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO