

ESTUCHE DE TRANSPORTE HANDYSCOPE HS4 DIFF



SKU: TP-CASE-BT341 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Estuche de transporte BT341

El estuche de transporte BT341 es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su Handyscope HS4 DIFF . Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y los accesorios, como los cables de medida y los atenuadores diferenciales.

La siguiente tabla muestra especificaciones detalladas del estuche de transporte BT341 .

Material	Polipropileno
Colores	
Fondo	Negro
Tapa	Transparente
Cerraduras	Negro
Dimensiones	
Anchura	340 mm
Altura	275 mm
Profundidad	83 mm
Peso	600 g

El maletín de transporte BT341 se entrega sin instrumento ni accesorios.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO