

ESTUCHE DE TRANSPORTE WIFISCOPE DIFERENCIAL



SKU: TP-CASE-BB453 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Estuche de transporte BB453**

El estuche de transporte BB453 es un estuche conveniente para transportar de forma segura su WiFiScope diferencial. Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para todas las partes de WiFiScope WS6 DIFF o WiFiScope WS4 DIFF , como el cable de medición TP-C812B y todos los accesorios como fuente de alimentación y cable USB, etc.

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO