

## ESTUCHE DE TRANSPORTE WIFISCOPE DIFERENCIAL



**SKU:** TP-CASE-BB453 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]**Estuche de transporte BB453**

El estuche de transporte BB453 es un estuche conveniente para transportar de forma segura su WiFiScope diferencial. Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para todas las partes de WiFiScope WS6 DIFF o WiFiScope WS4 DIFF , como el cable de medición TP-C812B y todos los accesorios como fuente de alimentación y cable USB, etc.

[/vc\_column\_text][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO