

ESTUCHE DE TRANSPORTE WIFISCOPE



SKU: TP-CASE-BB452 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Estuche de transporte BB452

El estuche de transporte BB452 es un estuche conveniente para transportar de forma segura su WiFiScope. Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para todas las partes de WiFiScope WS5 o WiFiScope WS6 , como la sonda de osciloscopio 1: 1-1: 10 - HP-9250 y todos los accesorios como fuente de alimentación y cable USB, etc.

La siguiente tabla muestra especificaciones detalladas del estuche de transporte BB452 .

Material	Polipropileno
Color (Fondo)	Negro
Color (Tapa)	Negro
Color (Cerraduras)	Rojo
Dimensiones (Anchura)	450 mm
Dimensiones (Altura)	360 mm
Dimensiones (Profundidad)	106 mm
Peso	1280 g

El maletín de transporte BB452 se entrega vacío, sin accesorios.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO