

ESTUCHE HANDYSCOPE HS6 DIFF



SKU: TP-CASE-BB391 | **Categorías:** [Estuche de transporte](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Estuche de transporte BB391

El estuche de transporte BB391 es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su Handyscope HS6 DIFF . Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y los accesorios, como cables de medida, pinzas de cocodrilo y atenuadores diferenciales.

Material	Polipropileno
Colores	
Fondo	Negro
Tapa	Negro
Cerraduras	Rojo
Dimensiones	
Anchura	390 mm
Altura	290 mm
Profundidad	105 mm
Peso	870 g

El maletín de transporte BB391 se entrega vacío, sin accesorios.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO