

ESTUCHE PARA JERINGA DGA 30 ML.



SKU: PG-7 15144 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [DGA](#), [Estuche](#), [jeringa](#), [para](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTUCHE PARA JERINGA DGA 30 ML.

Descripción: Estuche para jeringa DGA.

Volumen y graduación: 30 ml.

Característica adicional: Suave

Tamaño: 30

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO