

## ESTUCHE PARA JERINGA DGA 50 ML.



**SKU:** PG-7 15145 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [DGA](#), [Estuche](#), [jeringa](#), [para](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESTUCHE PARA JERINGA DGA 50 ML.

Descripción: Estuche para jeringa DGA.

Volumen y graduación: 50 ml.

Característica adicional: Suave

Tamaño: 50

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO