

## EVAPORADOR GIRATORIO RC 600



**Métrico**

**Imperial**

**Presión (máx.):**

3 bar (rel.)

43,51 psig

**Excepcionalmente fácil de usar**

**Sistema de control simple**

**Pequeña huella de pie**

**Innovador sistema de intercambio de matraces**

El evaporador rotatorio RC 600 proporciona una interfaz fácil de usar al tiempo que ahorra un valioso espacio en la mesa de laboratorio con su tamaño reducido. El elevador eléctrico permite una operación fácil y segura. Entre sus muchas características se encuentran el intercambio simple de matraces, el baño inalámbrico y la elección de un condensador de recirculación o un dedo frío con hielo seco.

**SKU:** RC 600 | **Categorías:** [Equipo de laboratorio](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Evaporación rotatoria](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Características](#)
- [Descargas](#)

Presión (máx.)

43.51 psig

Peso

20.0 lbs

- Evaporación rotatoria

### Beneficios

- Excepcionalmente fácil de usar
  - Sistema de control simple
  - Pequeña huella de pie
  - Innovador sistema de intercambio de matraces
  - Baño calefactor inalámbrico
  - Condensador de hielo seco recubierto de plástico opcional
  - Condensador de recirculación recubierto de plástico opcional
  - Pantalla protectora opcional para baño calefactor
- 
- [Ficha técnica RC 600 PDF \(228 KB\)](#)
  - [Manual de instrucciones RC 600 PDF \(4 MB\)](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Especificación:**

[Evaporador giratorio](#)

COTECNO