

## EVAPORADOR GIRATORIO RC 900



**Presión (máx.):**

**Métrico**  
3 bar (rel.)

**Imperial**  
43.51 psig

**Excepcionalmente fácil de usar**

**Controlador inalámbrico para una operación remota segura**

**Pequeña huella de pie**

**Innovador sistema de intercambio de matraces**

El evaporador rotatorio RC 900 proporciona una interfaz fácil de usar al tiempo que ahorra un valioso espacio en la mesa de laboratorio con su tamaño reducido. El controlador Bluetooth® y el elevador eléctrico brindan una operación segura y conveniente. Entre sus muchas características se encuentran el intercambio simple de matraces, el baño inalámbrico y la elección de un condensador de recirculación o un dedo frío con hielo seco.

**SKU:** RC 900 | **Categorías:** [Equipo de laboratorio](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Evaporación rotatoria](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Características](#)
- [Descargas](#)

Presión (máx.)

3 bar (rel.)

Peso

9.1 kg

- Evaporación rotatoria

### Beneficios

- Excepcionalmente fácil de usar
  - Controlador inalámbrico para una operación remota segura
  - Pequeña huella de pie
  - Innovador sistema de intercambio de matraces
  - Condensador de hielo seco recubierto de plástico opcional
  - Baño calefactor inalámbrico
  - Sistema de control simple
  - Condensador de recirculación recubierto de plástico opcional
  - Pantalla protectora opcional para baño calefactor
- 
- [Ficha técnica RC 900 PDF \(268 KB\)](#)
  - [Manual de funcionamiento RC 900 PDF \(2 MB\)](#)

[/col][[/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Especificación:**

[Evaporador giratorio](#)

COTECNO