

EXTRACTOR DE MOLDES, 6" -H-1363



SKU: H-1363 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T245](#), [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa con el comprobador de compresión para eliminar muestras de moldes de compactación de 6 ". Peso de envío 3 libras (2 kg).

El Extractor de moldes, 6" admite las siguientes normas: [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#), AASHTO T245

- [Normas](#)

[ASTM D5581](#)

[ASTM D6926](#)

AASHTO T245

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO