

EXTRACTOR DE MUESTRAS PARA CELDAS TRIAXIALES HOEK



Código del Producto

- MPT-1745** Extractor de Muestras para Celdas Triaxiales Hoek
MPT-1747 Conjunto de Adaptadores para Extracción de Especímenes BX, NX y HQ

El MPT-1745 Extractor de Muestras es usado para extrudir la muestra de roca de su “chaqueta” (cuerpo) mientras se evita vaciar la presión con el mecanismo de cremallera y piñón. Viene con adaptadores tipo BX y NX.

Características del Producto:

- Adaptadores Tipo BX
- Adaptadores Tipo NX
- Adaptadores Tipo HQ

Dimensiones 470x220x200 mm
Peso (aprox.) 13 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Rocas](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO