

EXTRACTOR DE PLASMA



El Plasma Extractor está diseñado para extraer el componente sanguíneo de las bolsas centrifugadas. Es ampliamente utilizado en hospitales. Después de que el plasma de bolsas de sangre se acumule, la presión del clip que separa, permite que los diversos componentes de la sangre sean extruídos de arriba abajo.

SKU: BellExtPlasma-I | **Categorías:** [Extractor de Plasma sanguíneo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Fácil de usar, sistema manual
- Placa transparente para el control visible de glóbulos rojos y plasma

	Modelo	BellExtPlasma-I
Fuerza de sujecion		20N
Bolsa de sangre aplicable		100ml, 200ml, 300ml, 400ml
Tamaño externo(W*D*H)		165*250*250 (mm)
Tamaño del empaque(W*D*H)		310*310*240 (mm)
Peso neto		2.5kg
Peso bruto		2.8kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO